

Le montage équilibré lingualé suivant la philosophie du Professeur Gerber

Une contribution de Sabine von Sinner

Pionnier de la recherche et de l'enseignement dentaire, le Professeur Gerber c'est particulièrement penché sur la stabilité prothétique et le degré de liberté physiologique en occlusion statique et fonctionnelle.

Il a proposé que les dents postérieures soient positionnées de manière à être légèrement incliné vers lingual. Le positionnement lingual aide à renforcer le maintien des prothèses complètes en créant une meilleure adaptation permettant une plus grande stabilité pendant la fonction. Pour ce faire, il redessine le profil des dents postérieures afin d'optimiser la relation de contact cuspidé fosse « Pilon Mortier ».

Cette technique recommande un positionnement des dents face à face plus communément appelée relation 1 pour 1.

Grâce à un enregistrement de la relation centrée, la position zénithale du condyle dans la cavité glénoïde sans compression du disque est déterminée et transmise à la plus grande unité de mastication permettant d'éviter les déplacements de la prothèse et diminuant le stress sur les tissus mous.

La philosophie du prof. Gerber se complète d'un articulateur intégrant les principes du cône renversé et permettant à la mandibule d'effectuer librement et analogue à la nature tous les mouvements inhérents aux mouvements naturels.

Il est essentiel de procéder à une évaluation clinique minutieuse avant de mettre en œuvre ce type de montage, prenant en compte la morphologie des arcades dentaires et les besoins fonctionnels de chaque patient.

Conclusion

Le montage lingual des dents postérieures proposé par le professeur Gerber est une approche qui cherche à optimiser la fonction, l'esthétique et la stabilité des prothèses dentaires complètes en adoptant un positionnement réfléchi des dents. Pour une mise en œuvre précise et personnalisée, il est recommandé de consulter un professionnel dentaire qualifié qui pourra adapter ces concepts aux besoins spécifiques du patient.

Dans quels cas choisir ce type de montage ? On choisira ce montage dans les cas où l'on souhaite mettre en avant la stabilité de la prothèse. Ce montage intègre tous les aspects importants favorisant un maintien optimal.



Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le montage selon GERBER ou avoir une vue complète sur cette technique, nous vous proposons différents cours dans le cadre de nos formations continues à la SSOP. Chaque cours propose une partie théorique, des exemples d'application intéressants et une partie où le montage est mis en pratique dans le laboratoire.