

Montage – Prothèse totale en occlusion physiologique

Technique de montage | Hands-on



Montage – Prothèse totale en occlusion physiologique

L'accent est mis sur l'acquisition, la révision et l'approfondissement des principes de base du montage dentaire selon le principe de la relation d'une dent à deux dents en occlusion pour la prothèse totale. Le principe est expliqué de l'analyse de modèle jusqu'au montage dentaire. La correction systématique de l'occlusion du point de vue centrique et excentrique a lieu suite à l'achèvement du montage dentaire. Enfin, la gencive est modelée en cire selon les points de vue myodynamiques.

Objectifs

- › Traiter des bases de fonctionnement des prothèses totales ainsi que le principe de la relation « une dent/deux dents »
- › Comprendre et appliquer l'analyse de modèle pour un montage dentaire statiquement stable afin d'assurer la stabilité mastocatoire autonome des dents postérieures

Expérience recommandée

- › Avancé 3–5 ans
- › Expert > 5 ans

Format

- › Présence

Catégorie

- › Cours de base

Thèmes

1. Les enjeux d'une prothèse totale
2. Le principe du montage physiologique
3. Occlusion statique et dynamique dans la relation « une dent/deux dents »
4. Analyse du modèle
5. Montage des dents antérieures
6. Montage des dents latérales avec le Bonartic II NFC⁺
7. Contrôle d'occlusion statique et dynamique
8. Modelage en cire – papilles, collets et corps de prothèse myodynamiques

Pour

- › Techniciens dentaires
- › Prothésistes dentaires

Durée

2 jours

Si tu as des questions sur nos formations ou si tu souhaites une offre individuelle in-house, n'hésite pas à nous contacter !

courses@ssop.swiss

Swiss School of Prosthetics by Candulor
Boulevard Lilienthal 8 | CH-8152 Glattpark (Opfikon)
T +41 (0) 44 805 90 00 | F +41 (0) 44 805 90 90
ssop.swiss | hello@ssop.swiss