

Natürliche Gingiva gestalten durch Charakterisierung

Charakterisierung | Hands-on



Natürliche Gingiva gestalten durch Charakterisierung

In diesem Workshop wird die farblich individuelle Gestaltung einer Prothese Schritt für Schritt demonstriert und praktisch erarbeitet. Im Fokus steht dabei die Analyse der verschiedenen Gingivaschichten und ihrer spezifischen Farbsystematik. Diese werden mit den farblich voreingestellten CANDULOR-Farben 53, 55, 57 und den AESTHETIC Intensive Colors demonstriert und eingeübt.

Lernziel

- › Erlernen und vertiefen der farblichen Charakterisierung der Gingiva

Empfohlene Erfahrung

- › Fortgeschritten 3–5 Jahre
- › Experte >5 Jahre

Format

- › Präsenz oder Inhouse

Kategorie

- › Workshop

Dauer

1 Tag

Bei Fragen zu unseren Fortbildungen oder für ein individuelles Inhouse-Angebot kontaktiere uns unter:

courses@ssop.swiss

Swiss School of Prosthetics by CANDULOR
Boulevard Lilienthal 8 | CH-8152 Glattpark (Opfikon)
T +41 (0) 44 805 90 00 | F +41 (0) 44 805 90 90
ssop.swiss | hello@ssop.swiss

Themen und Abfolge

- › Demo: Einfache Charakterisierung mit drei Farben
- › Praktische Übung
- › Demo-Farbanalyse: individuelle Charakterisierung der Gingivafarben mit Pigmenten
- › Praktische Übung
- › Charakterisierungs-Demo im PolyMaster
- › Fertigstellung und Polieren
- › Praktische Übung
- › Fragen & Antworten / Diskussion

Für

- › Zahntechniker-MeisterIn
- › ZahntechnikerIn
- › ProthetikerIn